

Nazwa produktu

Kategoria

Wybór przez
Częstość wymiany ↑

Przewodnik po produktach CooperVision®



CooperVision®
Live Brightly.



Przeznaczenie

Jednodniowe
silikonowo-hydrożelowe

Technologia

Smart Silicone™

Cechy

- ✓ optymalna zawartość wody
- ✓ wysoka tlenoprzepuszczalność
- ✓ optymalny moduł sztywności

Korzyści

- ✓ zapewniają wspaniąty komfort przez cały dzień redukując potrzebę stosowania kropli nawilżających
- ✓ wspaniąta tlenoprzepuszczalność dla zdrowia oczu
- ✓ łatwiejsze w zakładaniu i zdejmowaniu niż inne jednodniowe soczewki silikonowo-hydrożelowe
- ✓ ochrona przed promieniowaniem UV¹

Specyfikacja

Zakres mocy	od -10,00 do -6,50D (co 0,50D)
	od -6,00 do -0,25D (co 0,25D)
	od +0,25 do +5,00D (co 0,25D)
	od +5,50 do +6,00D (co 0,50D)
Promień krzywizny	8,4 mm
Średnica	14,2 mm
Zawartość wody	54%
Dk/t	100
Tryb noszenia	Dzienny

Więcej informacji na www.coopervision.pl



Przeznaczenie

Jednodniowe
silikonowo-hydrożelowe

Technologia

WetLoc™

Cechy

- ✓ wysoka tlenoprzepuszczalność
- ✓ optymalna zawartość wody
- ✓ optymalny moduł sztywności

Korzyści

- ✓ wysoka tlenoprzepuszczalność zapewniająca zdrowe i białe oczy
- ✓ naturalne nawilżenie zapewniające całodzienny komfort
- ✓ możliwa poprawa ostrości widzenia w porównaniu z soczewkami o konstrukcji sferycznej
- ✓ ochrona przed promieniowaniem UV¹

Specyfikacja

Zakres mocy	od -10,00 do -6,50D (co 0,50D) od -6,00 do -0,50D (co 0,25D) od +0,50 do +6,00D (co 0,25D) od +6,50 do +8,00D (co 0,50D)
Promień krzywizny	8,6 mm
Średnica	14,1 mm
Zawartość wody	56%
Dk/t	86
Tryb noszenia	Dzienny



Przeznaczenie

Jednodniowe hydrożelowe

Technologia

Phosphorylcholine (PC)

Cechy

- ✓ naturalnie odporne na wysychanie
- ✓ biokompatybilne z okiem
- ✓ asferyczna optyka neutralizująca aberracje


Korzyści

- ✓ nawet po 12 godzinach noszenia utrzymują 96% swojego nawilżenia
- ✓ utrzymują przepływ tlenu zapewniający zdrowy wygląd oczu
- ✓ mogą zapobiegać wysychaniu oczu podczas noszenia soczewek kontaktowych

Specyfikacja

Zakres mocy	od -12,00 do -6,50D (co 0,50D) od -6,00 do -0,25D (co 0,25D) od +0,25 do +5,00D (co 0,25D) od +5,50 do +8,00D (co 0,50D)
Promień krzywizny	8,7 mm
Średnica	14,2 mm
Zawartość wody	60%
Dk/t	28
Tryb noszenia	Dzienny

Więcej informacji na www.coopervision.pl



Przeznaczenie

Jednodniowe hydrożelowe

Technologia

Zoptymalizowana zawartość wody

Cechy

- ✓ zoptymalizowany kształt krawędzi
- ✓ zoptymalizowana konstrukcja soczewki
- ✓ wysoka zawartość wody

Korzyści

- ✓ najzdrowszy tryb noszenia
- ✓ zapewniają wspianały komfort przez cały dzień
- ✓ zapewniają ostre i wyraźne widzenie

Specyfikacja

Zakres mocy	od -10,00 do -6,50D (co 0,50D) od -6,00 do +5,00D (co 0,25D) od +5,50 do +6,00D (co 0,50D)
Promień krzywizny	8,6 mm (moce ujemne) 8,8 mm (moce dodatnie)
Średnica	14,2 mm
Zawartość wody	55%
Dk/t	27
Tryb noszenia	Dzienny



Przeznaczenie

Jednodniowe toryczne
silikonowo-hydrożelowe

Technologia

WetLoc™

Cechy


- ✓ wysoka tlenoprzepuszczalność
- ✓ optymalna zawartość wody
- ✓ optymalny moduł sztywności
- ✓ najszerszy zakres parametrów

Korzyści

- ✓ wysoka tlenoprzepuszczalność zapewniająca zdrowe i białe oczy
- ✓ naturalne nawilżenie zapewniające całodzienny komfort
- ✓ możliwa poprawa ostrości widzenia w porównaniu z soczewkami o konstrukcji sferycznej
- ✓ zapewniają stabilne i ostre widzenie
- ✓ ochrona przed promieniowaniem UV¹

Specyfikacja

Zakres mocy	od -9,00 do -6,50D (co 0,50D) od -6,00 do 0,00D (co 0,25D)
Moce cylindrów	od -1,75 do -0,75D (co 0,50D)
Osie	10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°
Zakres mocy	od +0,25 do +4,00D (co 0,25D)
Moce cylindrów	od -1,75 do -0,75D (co 0,50D)
Osie	20°, 70°, 90°, 110°, 160°, 180°
Zakres mocy	od -9,00 do -6,50D (co 0,50D) od -6,00 do 0,00D (co 0,25D)
Moce cylindrów	-2,25
Osie	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
Promień krzywizny	8,6 mm
Średnica	14,3 mm
Zawartość wody	56%
Dk/t	57
Tryb noszenia	Dzienny



Przeznaczenie

Jednodniowe toryczne
hydrożelowe

Technologia

Średnia zawartość wody

Cechy

- ✓ zoptymalizowany kształt krawędzi
- ✓ zoptymalizowana konstrukcja soczewki
- ✓ wysoka zawartość wody

Korzyści

- ✓ najzdrowszy tryb noszenia
- ✓ zapewniają wspianały komfort przez cały dzień
- ✓ ostre i wyraźne widzenie

Specyfikacja

Zakres mocy	od -10,00 do -7,50D (co 0,50D)
Moce cylindrów	od -1,75 do -0,75D (co 0,50D)
Osie	90°, 180°
Zakres mocy	od -7,00 do -6,50D (co 0,50D) do -6,00 do 0,00D (co 0,25D)
Moce cylindrów	od -1,75 do -0,75D (co 0,50D)
Osie	20°, 90°, 160°, 180°
Promień krzywizny	8,7 mm
Średnica	14,5 mm
Zawartość wody	55%
Dk/t	17
Tryb noszenia	Dzienny

Więcej informacji na www.coopervision.pl



Przeznaczenie

Jednodniowe multifokalne
silikonowo-hydrożelowe

Technologia

WetLoc™

Cechy

- ✓ wysoka tlenoprzepuszczalność
- ✓ optymalna zawartość wody
- ✓ optymalny moduł sztywności
- ✓ łatwy proces dopasowania
- ✓ konstrukcja z asferycznym centrum do blizy

Korzyści

- ✓ wysoka tlenoprzepuszczalność zapewniająca zdrowe i białe oczy
- ✓ naturalne nawilżenie zapewniające całodzienny komfort
- ✓ możliwa poprawa ostrości widzenia w porównaniu z soczewkami o konstrukcji sferycznej
- ✓ zapewniają ostre widzenie we wszystkich odległościach
- ✓ ochrona przed promieniowaniem UV¹

Specyfikacja

Zakres mocy	od -6,00 do +5,00D (co 0,25D)
Addycja	LOW (do +2,25D) HIGH (od +2,50D do +3,00D)
Promień krzywizny	8,6 mm
Średnica	14,1 mm
Zawartość wody	56%
Dk/t	86
Tryb noszenia	Dzienny

Więcej informacji na www.coopervision.pl



Przeznaczenie

Jednodniowe multifokalne
hydrożelowe

Technologia

Phosphorylcholine (PC)

Cechy


- ✓ naturalnie odporne na wysychanie
- ✓ biokompatybilne z okiem
- ✓ projekt z asferycznym centrum do blizy

Korzyści

- ✓ nawet po 12 godzinach noszenia zapewniają 96% początkowego nawilżenia
- ✓ zapewniają ostre widzenie we wszystkich odległościach
- ✓ mogą zapobiegać wysychaniu oczu podczas noszenia soczewek kontaktowych

Specyfikacja

Zakres mocy	od -10,00 do -6,50D (co 0,50D) od -6,00 do +6,00D (co 0,25D)
Addycja	Pojedynczy profil mocy
Promień krzywizny	8,7 mm
Średnica	14,2 mm
Zawartość wody	60%
Dk/t	28
Tryb noszenia	Dzienny



Przeznaczenie

Dwutygodniowe
silikonowo-hydrożelowe

Technologia

Aquaform® Comfort Science™

Cechy

- ✓ naturalne i trwałe nawilżenie
- ✓ wysoka tlenoprzepuszczalność
- ✓ optymalny moduł sztywności
- ✓ system neutralizujący aberracje


Korzyści

- ✓ zapewniają wysoki dopływ tlenu do oka
- ✓ pozostają komfortowe
- ✓ pomagają utrzymać zdrowy wygląd oczu
- ✓ ochrona przed promieniowaniem UV¹

Specyfikacja

Zakres mocy	od -12,00 do -6,50D (co 0,50D) od -6,00 do -0,25D (co 0,25D) od +0,25 do +6,00D (co 0,25D) od +6,50 do +8,00D (co 0,50D)
Promień krzywizny	8,4 mm (moce plusowe) 8,5 mm (moce minusowe)
Średnica	14,2 mm
Zawartość wody	46%
Dk/t	125
Tryb noszenia	Dzienny

Więcej informacji na www.coopervision.pl



Przeznaczenie

Dwutygodniowe toryczne
silikonowo-hydrożelowe

Technologia

Aquaform® Comfort Science™

Cechy


- ✓ naturalne i trwałe nawilżenie
- ✓ wysoka tlenoprzepuszczalność
- ✓ optymalny moduł sztywności
- ✓ zoptymalizowana geometria soczewki

Korzyści

- ✓ zapewniają stabilne i ostre widzenie
- ✓ zapewniają wysoki dopływ tlenu do oka
- ✓ zapewniają całodniowy komfort
- ✓ ochrona przed promieniowaniem UV¹

Specyfikacja

Zakres mocy	od -10,00 do -6,50D (co 0,50D) od -6,00 do +6,00D (co 0,25D)
Moce cylindrów	od -2,25 do -0,75D (co 0,50D)
Osie	od 10° do 180° (co 10°)
Promień krzywizny	8,5 mm
Średnica	14,5 mm
Zawartość wody	46%
Dk/t	91
Tryb noszenia	Dzienny



Przeznaczenie

Miesięczne
silikonowo-hydrożelowe

Technologia

Aquaform® Comfort Science™

Cechy


- ✓ wysoka tlenoprzepuszczalność
- ✓ naturalne i trwałe nawilżenie
- ✓ optymalny moduł sztywności
- ✓ system neutralizujący aberracje
- ✓ noszenie elastyczne do 29 nocy

Korzyści

- ✓ zapewniają całodniowy komfort
- ✓ zapewniają wysoki dopływ tlenu do oka
- ✓ zapewniają wspaniałą ostrość wzroku

Specyfikacja

Zakres mocy	od -12,00 do -6,50D (co 0,50D) od -6,00 do -0,25D (co 0,25D) od +0,25 do +6,00D (co 0,25D) od +6,50 do +8,00D (co 0,50D)
Promień krzywizny	8,6 mm
Średnica	14,0 mm
Zawartość wody	48%
Dk/t	160
Tryb noszenia	Dzienny/elastyczny



Przeznaczenie

Miesięczne silikonowo-hydrożelowe o rozszerzonym zakresie

Technologia

Aquaform® Comfort Science™

Cechy

- ✓ wysoka tlenoprzepuszczalność
- ✓ naturalne i trwałe nawilżenie
- ✓ optymalny moduł sztywności
- ✓ system neutralizujący aberracje
- ✓ noszenie elastyczne do 29 nocy

Korzyści

- ✓ zapewniają całodniowy komfort
- ✓ zapewniają wysoki dopływ tlenu do oka
- ✓ zapewniają wspianą ostrość wzroku

Specyfikacja

Zakres mocy	od -20,00 do -12,50D (co 0,50D) od +8,50 do +15,00D (co 0,50D)
Promień krzywizny	8,6 mm
Średnica	14,0 mm
Zawartość wody	48%
Dk/t	160
Tryb noszenia	Dzienny/elastyczny



Przeznaczenie

Miesięczne
silikonowo-hydrożelowe

Technologia

AquaGen™

Cechy

- ✓ wysoka tlenoprzepuszczalność
- ✓ wysoka zawartość wody
- ✓ optymalny moduł sztywności
- ✓ konstrukcja asferyczna

Korzyści

- ✓ wysoka tlenoprzepuszczalność zapewniająca zdrowe i białe oczy
- ✓ naturalne nawilżenie zapewniające całodzienny komfort
- ✓ możliwa poprawa ostrości widzenia w porównaniu z soczewkami o konstrukcji sferycznej
- ✓ konstrukcja krawędzi zapewniająca wysoki komfort
- ✓ ochrona przed promieniowaniem UV¹

Specyfikacja

Zakres mocy	od -10,00 do -8,50D (co 0,50D) od -8,00 do -0,25D (co 0,25D) od +0,25 do +6,00D (co 0,25D) od +6,50 do +8,00D (co 0,50D)
Promień krzywizny	8,6 mm
Średnica	14,2 mm
Zawartość wody	56%
Dk/t	86
Tryb noszenia	Dzienny

Więcej informacji na www.coopervision.pl



Przeznaczenie

Miesięczne hydrożelowe

Technologia

Phosphorylcholine (PC)

Cechy


- ✓ naturalnie odporne na wysychanie
- ✓ biokompatybilne z okiem
- ✓ szeroki zakres mocy

Korzyści

- ✓ zapewniają wspianą ostrość widzenia
- ✓ utrzymują 96% początkowego nawilżenia przez cały dzień
- ✓ mogą zapobiegać wysychaniu oczu podczas noszenia soczewek kontaktowych

Specyfikacja

Zakres mocy	od -20,00 do -6,50D (co 0,50D) od -6,00 do +6,00D (co 0,25D) (moc +0,25 nie jest dostępna) od +6,50 do +20,00D (co 0,50D)
Promień krzywizny	8,6 mm
Średnica	14,2 mm
Zawartość wody	62%
Dk/t	42
Tryb noszenia	Dzienny



Przeznaczenie

Miesięczne toryczne
silikonowo-hydrożelowe

Technologia

Aquaform® Comfort Science™

Cechy

- ✓ wysoka tlenoprzepuszczalność
- ✓ naturalne i trwałe nawilżenie
- ✓ optymalny moduł sztywności
- ✓ zoptymalizowana geometria soczewki
- ✓ noszenie elastyczne do 29 nocy

Korzyści

- ✓ zapewniają całodniowy komfort
- ✓ zapewniają wysoki dopływ tlenu do oka
- ✓ zapewniają stabilne i ostre widzenie

Specyfikacja

Zakres mocy	od -10,00 do -6,50D (co 0,50D) od -6,00 do +6,00D (co 0,25D) od +6,50 do +8,00D (co 0,50D)
Moce cylindrów	od -2,25 do -0,75D (co 0,50D)
Osie	od 10° do 180° (co 10°)
Promień krzywizny	8,7 mm
Średnica	14,5 mm
Zawartość wody	48%
Dk/t	116
Tryb noszenia	Dzienny/elastyczny



Przeznaczenie

Miesięczne toryczne
silikonowo-hydrożelowe

Technologia

AquaGen™

Cechy

- ✓ wysoka tlenoprzepuszczalność
- ✓ wysoka zawartość wody
- ✓ optymalny moduł sztywności
- ✓ konstrukcja asferyczna

Korzyści

- ✓ wysoka tlenoprzepuszczalność zapewniająca zdrowe i białe oczy
- ✓ naturalne nawilżenie zapewniające całodzienny komfort
- ✓ możliwa poprawa ostrości widzenia w porównaniu z soczewkami o konstrukcji sferycznej
- ✓ zapewniają stabilne i ostre widzenie
- ✓ ochrona przed promieniowaniem UV¹

Specyfikacja

Zakres mocy	od -9,00 do -8,50D (co 0,50D) od -8,00 do +6,00D (co 0,25D)
Moce cylindrów	od -2,25 do -0,75D (co 0,50D)
Osie	od 10° do 180° (co 10°)
Promień krzywizny	8,7 mm
Średnica	14,4 mm
Zawartość wody	56%
Dk/t	57
Tryb noszenia	Dzienny

Więcej informacji na www.coopervision.pl



Przeznaczenie

Miesięczne toryczne silikonowo-hydrożelowe o rozszerzonym zakresie

Technologia

AquaGen™

Cechy

- ✓ wysoka tlenoprzepuszczalność
- ✓ wysoka zawartość wody
- ✓ optymalny moduł sztywności
- ✓ konstrukcja asferyczna
- ✓ zoptymalizowana geometria soczewki
- ✓ rozszerzony zakres mocy

Korzyści

- ✓ wysoka tlenoprzepuszczalność zapewniająca zdrowe i białe oczy
- ✓ naturalne nawilżenie zapewniające całodzienny komfort
- ✓ możliwa poprawa ostrości widzenia w porównaniu z soczewkami o konstrukcji sferycznej
- ✓ zapewniają stabilne i ostre widzenie
- ✓ ochrona przed promieniowaniem UV¹

Specyfikacja

Zakres mocy	od -10,00 do -9,50D (co 0,50D) od +6,50 do +10,00D (co 0,50D)
Moce cylindrów	od -2,25 do -0,75D (co 0,50D)
Zakres mocy	od -10,00 do -8,50D (co 0,50 D) od -8,00 do +6,00D (co 0,25D) od +6,50 do +10,00D (co 0,50D)
Moce cylindrów	od -5,75 do -2,75D (co 0,50D)
Osie	od 5° do 180° (co 5°)
Promień krzywizny	8,7 mm
Średnica	14,4 mm
Zawartość wody	56%
Tryb noszenia	Dzienny

Więcej informacji na www.coopervision.pl



Przeznaczenie

Miesięczne toryczne
hydrożelowe

Technologia

Phosphorylcholine (PC)

Cechy

- ✓ naturalnie odporne na wysychanie
- ✓ biokompatybilne z okiem
- ✓ wysoka odporność na osady białkowe i tłuszczowe

Korzyści

- ✓ zapewniają stabilne i ostre widzenie
- ✓ nawet po 12 godzinach noszenia zapewniają 96% początkowego nawilżenia
- ✓ mogą zapobiegać wysychaniu oczu podczas noszenia soczewek kontaktowych

Specyfikacja

Zakres mocy	od -8,00 do -7,00D (co 0,50D) od -6,50 do +6,00D (co 0,25D)
Moce cylindrów	od -2,25 do -0,75D (co 0,50D)
Osie	od 10° do 180° (co 10°)
Promień krzywizny	8,8 mm
Średnica	14,4 mm
Zawartość wody	62%
Dk/t	25
Tryb noszenia	Dzienny



Przeznaczenie

Miesięczne toryczne hydrożelowe o rozszerzonym zakresie

Technologia

Phosphorylcholine (PC)

Cechy

- ✓ naturalnie odporne na wysychanie
- ✓ biokompatybilne z okiem
- ✓ szeroki zakres mocy

Korzyści

- ✓ zapewniają stabilne i ostre widzenie
- ✓ nawet po 12 godzinach noszenia zapewniają 96% początkowego nawilżenia
- ✓ mogą zapobiegać wysychaniu oczu podczas noszenia soczewek kontaktowych

Specyfikacja

Zakres mocy	od -10,00 do -8,50D (co 0,50D) +6,25D od +6,50 do +10,00D (co 0,50D)
Moce cylindrów	od -2,25 do -0,75D (co 0,50D)
Zakres mocy	od -10,00 do -7,00D (co 0,50D) od -6,50 do +6,50D (co 0,25D) od +7,00 do +10,00D (co 0,50D)
Moce cylindrów	od -5,75 do -2,75D (co 0,50D)
Osie	od 5° do 180° (co 5°)
Promień krzywizny	8,8 mm
Średnica	14,4 mm
Zawartość wody	62%
Tryb noszenia	Dzienny

Więcej informacji na www.coopervision.pl



Przeznaczenie

Miesięczne multifokalne
silikonowo-hydrożelowe

Technologia

Aquaform® Comfort Science™
z technologią Balanced Progressive™

Cechy

- ✓ wysoka transmisja tlenu
- ✓ naturalne i trwałe nawilżenie
- ✓ optymalny moduł sztywności
- ✓ łatwy proces dopasowania
- ✓ noszenie elastyczne do 29 nocy

Korzyści

- ✓ zapewniają całodniowy komfort
- ✓ zapewniają wysoki dopływ tlenu do oka
- ✓ zapewniają ostre widzenie we wszystkich odległościach

Specyfikacja

Zakres mocy	od -8,00 do -6,50D (co 0,50D) od -6,00 do +6,00D (co 0,25D)
Addycja	od +1,00 do +2,50D (co 0,50D)
Promień krzywizny	8,6 mm
Średnica	14,0 mm
Zawartość wody	48%
Dk/t	142
Tryb noszenia	Dzienny/elastyczny



Przeznaczenie

Miesięczne multifokalne
silikonowo-hydrożelowe

Technologia

AquaGen™

Cechy

- ✓ wysoka tlenoprzepuszczalność
- ✓ optymalna zawartość wody
- ✓ optymalny moduł sztywności
- ✓ łatwy proces dopasowania
- ✓ konstrukcja z asferycznym centrum do blizy

Korzyści

- ✓ wysoka tlenoprzepuszczalność zapewniająca zdrowe i białe oczy
- ✓ naturalne nawilżenie zapewniające całodzienny komfort
- ✓ możliwa poprawa ostrości widzenia w porównaniu z soczewkami o konstrukcji sferycznej
- ✓ zapewniają ostre widzenie we wszystkich odległościach
- ✓ ochrona przed promieniowaniem UV¹

Specyfikacja

Zakres mocy	od -8,00 do -6,50D (co 0,50D) od -6,00 do +6,00D (co 0,25D)
Addycja	LOW (do +2,25D) HIGH (od +2,50D do +3,00D)
Promień krzywizny	8,7 mm
Średnica	14,2 mm
Zawartość wody	56%
Dk/t	86
Tryb noszenia	Dzienny

Więcej informacji na www.coopervision.pl



Przeznaczenie

Miesięczne multifokalne hydrożelowe

Technologia

Phosphorylcholine (PC) z technologią Balanced Progressive™

Cechy

- ✓ naturalna odporność na wysychanie
- ✓ biokompatybilne z okiem
- ✓ poprawa obuocznej ostrości wzroku we wszystkich odległościach

Korzyści

- ✓ nawet po 12 godzinach noszenia zapewniają 96% początkowego nawilżenia
- ✓ zapewniają ostre widzenie we wszystkich odległościach
- ✓ mogą zapobiegać wysychaniu oczu podczas noszenia soczewek kontaktowych

Specyfikacja

Zakres mocy	od -8,00 do -7,00D (co 0,50D) od -6,50 do +6,00D (co 0,25D)
Addycja	od +1,00 do +2,50 (co 0,50D)
Promień krzywizny	8,7 mm
Średnica	14,4 mm
Zawartość wody	62%
Dk/t	17
Tryb noszenia	Dzienny



Przeznaczenie

Miesięczne multifokalne hydrożelowe o rozszerzonym zakresie

Technologia

Phosphorylcholine (PC) z technologią Balanced Progressive™

Cechy

- ✓ naturalna odporność na wysychanie
- ✓ biokompatybilne z okiem
- ✓ poprawa obuocznej ostrości wzroku we wszystkich odległościach
- ✓ szeroki zakres mocy

Korzyści

- ✓ nawet po 12 godzinach noszenia zapewniają 96% początkowego nawilżenia
- ✓ zapewniają ostre widzenie we wszystkich odległościach
- ✓ mogą zapobiegać wysychaniu oczu podczas noszenia soczewek kontaktowych

Specyfikacja

Zakres mocy	od -20,00 do -8,50D (co 0,50D) +6,25D od +6,50 do +20,00D (co 0,50D)
Addycja	od +1,00 do +2,50 (co 0,50D)
Zakres mocy	od -20,00 do -7,00D (co 0,50D) od -6,50 do +6,50D (co 0,25D) od +7,00 do +20,00D (co 0,50D)
Addycja	od +3,00 do +4,00 (co 0,50D)
Promień krzywizny	8,7 mm
Średnica	14,4 mm
Zawartość wody	62%
Tryb noszenia	Dzienny

Więcej informacji na www.coopervision.pl



Przeznaczenie

Miesięczne multifokalne toryczne hydrożelowe

Technologia

Phosphorylcholine (PC) z technologią Balanced Progressive™

Cechy

- ✓ naturalna odporność na wysychanie
- ✓ biokompatybilne z okiem
- ✓ poprawa obuocznej ostrości wzroku we wszystkich odległościach
- ✓ szeroki zakres mocy

Korzyści

- ✓ korygują jednocześnie astygmatyzm i przeziopię
- ✓ nawet po 12 godzinach noszenia zapewniają 96% początkowego nawilżenia
- ✓ mogą zapobiegać wysychaniu oczu podczas noszenia soczewek kontaktowych

Specyfikacja

Zakres mocy	od -20,00 do -7,00D (co 0,50D) od -6,50 do +6,50D (co 0,25D) od +7,00 do +20,00D (co 0,50D)
Moce cylindrów	od -5,75 do -0,75D (co 0,50D)
Osie	od 5° do 180° (co 5°)
Addycja	od +1,00 do +4,00 (co 0,50D)
Promień krzywizny	8,4 mm i 8,8 mm
Średnica	14,4 mm
Zawartość wody	62%
Tryb noszenia	Dzienny



Przeznaczenie

Roczne hydrożelowe

Technologia

Phosphorylcholine (PC)

Cechy

- ✓ naturalnie odporne na wysychanie
- ✓ biokompatybilne z okiem
- ✓ szeroki zakres mocy

Korzyści

- ✓ zapewniają wspianą ostrość widzenia
- ✓ utrzymują 96% początkowego nawilżenia przez cały dzień
- ✓ trzy promienie krzywizny

Specyfikacja

Zakres mocy	od -10,00 do -8,50D (co 0,50D) od -8,00 do +6,00D (co 0,25D) od +6,50 do +10,00D (co 0,50D)
Promień krzywizny	8,2 mm, 8,5 mm, 8,8 mm
Średnica	14,2 mm
Zawartość wody	62%
Dk/t	36
Tryb noszenia	Dzienny

**Przeznaczenie**

Roczne hydrożelowe

Technologia

Phosphorylcholine (PC)

Cechy

- ✓ naturalnie odporne na wysychanie
- ✓ biokompatybilne z okiem
- ✓ bardzo szeroki zakres parametrów

Korzyści

- ✓ zapewniają wspianą ostrość widzenia
- ✓ utrzymują 96% początkowego nawilżenia przez cały dzień
- ✓ promień krzywizny i średnica dostępne co 0,1 mm

Specyfikacja

Zakres mocy	od -35,00 do -21,00D (co 1,00D)
	od -20,00 do -10,50D (co 0,50D)
	od -10,00 do +10,00D (co 0,25D)
	od +10,50 do +20,00D (co 0,50D)
	od +21,00 do +35,00D (co 1,00D)
Promień krzywizny	od 6,5 do 10,5 (co 0,1 mm)
Średnica	od 12 do 17 (co 0,1 mm)
Zawartość wody	62%
Dk/t	36
Tryb noszenia	Dzienny

Więcej informacji na www.coopervision.pl



Przeznaczenie

Roczne toryczne
hydrożelowe
o rozszerzonym zakresie

Technologia

Phosphorylcholine (PC)

Cechy

- ✓ naturalnie odporne na wysychanie
- ✓ biokompatybilne z okiem
- ✓ bardzo szeroki zakres parametrów

Korzyści

- ✓ zapewniają stabilne i ostre widzenie
- ✓ mogą zapobiegać wysychaniu oczu podczas noszenia soczewek kontaktowych
- ✓ promień krzywizny i średnica dostępne co 0,1 mm, osie cylindrów co 1°, moce cylindrów co 0,25D

Specyfikacja

Zakres mocy	od -20,00 do +20,00D (co 0,25D)
Moce cylindrów	od -6,00 do -0,50D (co 0,25D)
Osie	od 1° do 180° (co 1°)
Promień krzywizny	od 8,0 do 9,3 (co 0,1 mm)
Średnica	od 13,6 do 15,2 (co 0,1 mm)
Zawartość wody	62%
Dk/t	36
Tryb noszenia	Dzienny



Cechy

- ✓ bez konserwantów
- ✓ składnik dezynfekujący Oxipol™ rozpada się na wodę, sól i tlen
- ✓ zawiera składniki nawilżające HPMC, PVP
- ✓ unikalne własności dezynfekujące
- ✓ płyn synergi® dedykowany jest do oczu wrażliwych
- ✓ pojemniki do przechowywania soczewek z jonami srebra

Korzyści

- ✓ brak kumulacji konserwantów na powierzchni soczewki
- ✓ miejscowe działanie tlenu zwiększa żywotność komórek rogówki
- ✓ zapewnia komfort od momentu założenia do momentu zdjęcia soczewek z oczu
- ✓ podnosi komfort użytkowania soczewek przez cały dzień
- ✓ udowodniona skuteczność w zwalczaniu patogenów
- ✓ brak konserwantów zwiększa prawdopodobieństwo kompatybilności dla większej ilości pacjentów

ODNOŚNIK:

1 UWAGA: Soczewki kontaktowe z filtrem UV nie są substytutem gogli lub okularów z filtrem UV, jako że nie pokrywają w pełni oczu i okolic wokół oczu. Pacjenci powinni kontynuować zgodnie z zaleceniem noszenie okularów z filtrem UV.

www.coopervision.pl ©2015 CooperVision