


MyDay® multifocal



Przeznaczenie

Jednodniowe multifokalne silikonowo-hydrożelowe

Technologia

AquaForm®

Binocular Progressive System™

Cechy

- ✓ wysoka tlenoprzepuszczalność
- ✓ optymalna zawartość wody
- ✓ optymalny moduł sztywności
- ✓ łatwy proces dopasowania

Korzyści

- ✓ wysoka tlenoprzepuszczalność zapewniająca zdrowe i białe oczy**
- ✓ naturalne nawilżenie zapewniające całodzienny komfort
- ✓ zapewniają ostre widzenie we wszystkich odległościach
- ✓ ochrona przed promieniowaniem UV*

Specyfikacja

Materiał	Stenfilcon A II 4
Zakres mocy	od -12,00 do -10,50D (co 0,25D) od -10,00 do +8,00D (co 0,25D)
Moce dodatku	LOW (od +0,75 do +1,25D) MID (od +1,50 do +1,75D) HIGH (od +2,00 do +2,50D)
Promień krzywizny	8,4 mm
Średnica	14,2 mm
Zawartość wody	54%
Dk/t (dla -3,00D)	100
Tryb noszenia	Dzienny

Więcej informacji na www.coopervision.pl

Soczewki jednodniowe multifokalne MyDay® multifocal