

Specyfikacja produktu

Materiał	comfilcon A
Zawartość wody	48%
Dk/t (@-3,00D)	116
Promień krzywizn	8,7 mm
Średnica	14,5 mm
Tryb noszenia i wymiany	Miesiąc w trybie dziennym lub 29 nocy/30 dni w trybie przedłużonym
Moce sferyczne [D]	od -10,00 do -6,50; co 0,50 od -6,00 do +6,00; co 0,25 od +6,50 do +10,00; co 0,50
Moce cylindra [D]	od -5.75 do -0,75; co 0,50
Osi	5-180, co 5°
Moce addycji [D]	+1,00; +1,50; +2,00; +2,50
Konstrukcja soczewki	D, N

