



CooperVision®

Przewodnik po specyfikacjach produktów



Rodzina MyDay®

MyDay®



Wysokiej jakości jednodniowe soczewki kontaktowe dla wymagającego stylu życia.

Tryb wymiany	Wielkość opakowania	Materiał / zawartość wody	Promień krzywizny	8,4 mm
Jednodniowe	30 szt. w opakowaniu	stenfilcon A / 54%	Średnica	14,2 mm
Moc sfery	Konstrukcja		Grupa FDA	SiHy
od -10,00 do -6,50D (co 0,50D)	Asferyczna		Filtr UV**	Tak
od -6,00 do -0,25D (co 0,25D)			Barwnik	Tak
od +0,25 do +5,00D (co 0,25D)				
od +5,50 do +6,00D (co 0,50D)				

MyDay® toric



Wysokiej jakości jednodniowe soczewki kontaktowe dla osób z astygmatyzmem.

Tryb wymiany	Wielkość opakowania	Materiał / zawartość wody	Promień krzywizny	8,6 mm
Jednodniowe	30 szt. w opakowaniu	stenfilcon A / 54%	Średnica	14,5 mm
Moc sfery	Moc cylindra	Oś	Grupa FDA	SiHy
+0.50D to +6.00D (co 0.50D)	-0.75 -1.25 -1.75	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	Filtr UV**	Tak
Plano do -6,00D (co 0,25D po -6,00D)			Barwnik	Tak
-6.50D to -10.00D (co 0.50DS)			Konstrukcja	Optimised Toric Lens Geometry™
+0.50D to +6.00D (co 0.50D)	-2.25	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°		
Plano do -6.00D (co 0.25DS)				
-6.50D to -10.00D (co 0.50DS)				

Rodzina clariti® 1 day

clariti® 1 day



Wysoka tlenoprzepuszczalność¹, komfort i świetny stosunek jakości do ceny[†] dzięki wygodnym jednodniowym soczewkom kontaktowym.

Tryb wymiany

Jednodniowe

Wielkość opakowania

30 szt. w opakowaniu

Materiał / zawartość wody

somofilcon A / 56%

Promień krzywizny

8,6 mm

Średnica

14,1 mm

Grupa FDA

SiHy

Konstrukcja

Asferyczna

Filtr UV**

Tak

Barwnik

Nie

Moc sfery

od -10,00 do -6,50D (co 0,50D)

od -6,00 do -0,50D (co 0,25D)

od +0,50 do +6,00D (co 0,25D)

od +6,50 do +8,00D (co 0,50D)

clariti® 1 day toric



Wysoka przepuszczalność tlenu¹, komfort i świetny stosunek jakości do ceny[†] dzięki wygodnym jednodniowym soczewkom kontaktowym.

Tryb wymiany

Jednodniowe

Wielkość opakowania

30 szt. w opakowaniu

Materiał / zawartość wody

somofilcon A / 56%

Promień krzywizny

8,6 mm

Średnica

14,3 mm

Grupa FDA

SiHy

Filtr UV**

Tak

Barwnik

Nie

Moc sfery

Plano od -9,00 do -6,50D (co 0,50D)

od -6,00 do 0,00D (co 0,25D)

Moc cylindra

od -1,75 do -0,75D (co 0,50D)

od -1,75 do -0,75D (co 0,50D)

Oś

10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°

20°, 70°, 90°, 110°, 160°, 180°

Konstrukcja

Asferyczna

od +0,25 do +4,00D (co 0,25D)

od -9,00 do -6,50D (co 0,50D)

od -6,00 do 0,00D (co 0,25D)

-2.25

10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°

clariti® 1 day multifocal



Wysoka przepuszczalność tlenu¹, komfort i świetny stosunek jakości do ceny[†] dzięki wygodnym jednodniowym soczewkom kontaktowym.

Tryb wymiany

Jednodniowe

Wielkość opakowania

30 szt. w opakowaniu

Materiał / zawartość wody

somofilcon A / 56%

Promień krzywizny

8,7 mm

Średnica

14,2 mm

Grupa FDA

SiHy

Filtr UV**

Tak

Barwnik

Nie

Moc sfery

od -8,00 do -6,50D
(co 0,50D)

od -6,00 do
+6,00D (co 0,25D)

Moc dodatku

Niska:
do +2,25D


Wysoka:
+2,50D do
+3,00D

Konstrukcja

Centrum do bliży,
progresywna
strefa pośrednia i
peryferyjna do dali

Rodzina Biofinity®

Biofinity Energys®



Biofinity Energys® to miesięczne soczewki kontaktowe zaprojektowane z myślą o zwalczaniu zmęczenia i suchości oczu związanych z codziennym korzystaniem z urządzeń cyfrowych^{2,3}

Tryb wymiany

Miesięczne

Wielkość opakowania

3 szt. w opakowaniu

Materiał / zawartość wody

comfilcon A / 48%

Promień krzywizny

8,6 mm

Średnica

14,0 mm

Grupa FDA

SiHy

Filtr UV**

Nie

Barwnik

Tak

Moc sfery

od +8,00 D do
-12,00 D
(w zakresie +/-
6,00 D co 0,25 D,
poza co 0,50 D)

Konstrukcja

Asferyczna
Digital Zone
Optics®

Biofinity®



Wysokiej jakości miesięczne soczewki kontaktowe zaprojektowane w celu zapewnienia długotrwałego komfortu i doskonałego widzenia^{1,4,5}

Tryb wymiany

Miesięczne

Wielkość opakowania

3 szt. w opakowaniu

Materiał / zawartość wody

comfilcon A / 48%

Promień krzywizny

8,6 mm

Średnica

14,0 mm

Grupa FDA

SiHy

Filtr UV**

Nie

Barwnik

Tak

Moc sfery

od +8,00 D do
-12,00 D
(w zakresie +/-
6,00 D co 0,50 D)

Konstrukcja

Asferyczna

Biofinity® toric



Wysokiej jakości miesięczne soczewki kontaktowe zaprojektowane w celu zapewnienia długotrwałego komfortu i doskonałego widzenia u osób z astygmatyzmem.⁶⁻⁸

Tryb wymiany	Wielkość opakowania	Materiał / zawartość wody	Promień krzywizny	8,7 mm
Miesięczne	3 szt. w opakowaniu	comfilcon A / 48%	Średnica	14,5 mm
Moc sfery	Moc cylindra	Oś	Grupa FDA	SiHy
od +8,00 do -10,00 DS (w zakresie +/- 6,00 D co 0,25 D, poza co 0,50 D)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	10° do 180° (co 10°)	Filtr UV**	Nie
			Barwnik	Tak
			Konstrukcja	Optimised Toric Lens Geometry™

Biofinity® multifocal



Wysokiej jakości miesięczne soczewki kontaktowe do korekcji presbiopii, zapewniające niesamowity komfort¹ i doskonałe widzenie z każdej odległości.^{3,9}

Tryb wymiany	Wielkość opakowania	Materiał / zawartość wody	Promień krzywizny	8,6 mm
Miesięczne	3 szt. w opakowaniu	comfilcon A / 48%	Średnica	14,0 mm
Moc sfery	Moc dodatku	Konstrukcja	Grupa FDA	SiHy
od -10,00 do +6,00D (co 0,50D powyżej -6,00D)	+1,00 +1,50 +2,00 +2,50	Soczewka D Soczewka N	Filtr UV**	Nie
			Barwnik	Tak

Biofinity® toric multifocal



Zaprojektowane, aby nadążać za zmieniającymi się potrzebami w zakresie widzenia.

Tryb wymiany	Wielkość opakowania	Materiał / zawartość wody	Promień krzywizny	8,7 mm
Miesięczne	3 szt. w opakowaniu	comfilcon A / 48%	Średnica	14,5 mm
Moc sfery	Moc cylindra	Oś	Grupa FDA	SiHy
od -10,00 do -6,50; co 0,50	od -5.75 do -0,75; co 0,50	5-180, co 5°	Filtr UV**	Nie
od -6,00 do +6,00; co 0,25			Barwnik	Tak
od +6,50 do +10,00; co 0,50	Moc dodatku	Konstrukcja		
	+1,00 +1,50 +2,00 +2,50	Soczewka D Soczewka N		

Rodzina clariti®

clariti® elite



Świetny stosunek jakości do ceny, wysoka oddychalność i komfort przez cały dzień.

Tryb wymiany

Miesięczne

Wielkość opakowania

3 szt. w opakowaniu

Materiał / zawartość wody

somofilcon A / 56%

Promień krzywizny

8,6 mm

Średnica

14,2 mm

Grupa FDA

SiHy

Filtr UV**

Tak

Barwnik

Nie

Moc sfery

od -10,00D do +8,00D
(co 0,50 powyżej +6,00D i poniżej -8,00D)

clariti® toric



Świetny stosunek jakości do ceny, wysoka oddychalność i komfort przez cały dzień.

Tryb wymiany

Miesięczne

Wielkość opakowania

3 szt. w opakowaniu

Materiał / zawartość wody

somofilcon A / 56%

Promień krzywizny

8,7 mm

Średnica

14,4 mm

Grupa FDA

SiHy

Filtr UV**

Tak

Barwnik

Nie

Moc sfery

od -9,00D do +6,00D
(co 0,50 poniżej -8,50D)

Moc cylindra

-0,75
-1,25
-1,75
-2,25

Oś

od 10° do 180°
(co 10°)

clariti® multifocal



Świetny stosunek jakości do ceny, wysoka oddychalność i komfort przez cały dzień.

Tryb wymiany

Miesięczne

Wielkość opakowania

3 szt. w opakowaniu

Materiał / zawartość wody

somofilcon A / 56%

Promień krzywizny

8,7 mm

Średnica

14,2 mm

Grupa FDA

SiHy

Filtr UV**

Tak

Barwnik

Nie

Moc sfery

od -8,00D do +6,00D
(co 0,50 poniżej -6,50D)

Moc dodatku

Niska:
przy dodatku do +2,25D

Wysoka:
przy dodatku od +2,50D do +3,00D

Konstrukcja

Centrum do bliży, progresywna strefa pośrednia i peryferyjna do dali

Rodzina Proclear®

Proclear® 1 day



Wyraźne widzenie,* wygoda i komfort u osób noszących soczewki kontaktowe, u których występuje zespół suchego oka.

Tryb wymiany	Wielkość opakowania	Materiał / zawartość wody	Promień krzywizny	8,7 mm
Jednodniowe	30 szt. w opakowaniu	omafilcon A / 60%	Średnica	14,2 mm
Moc sfery	Konstrukcja		Grupa FDA	2
od -12,00 D do -6,50 D (co 0,50 D)	Asferyczna		Filtr UV**	Nie
od -6,00 D do -0,25 D (co 0,25 D)			Barwnik	Tak
od +0,25 D do +6,00 D (co 0,25 D)				
od +6,50 D do +8,00 D (co 0,50 D)				

Proclear® 1 day multifocal



Wygoda i komfort u osób noszących multifokalne soczewki kontaktowe, u których występuje zespół suchego oka.

Tryb wymiany	Wielkość opakowania	Materiał / zawartość wody	Promień krzywizny	8,7 mm
Jednodniowe	30 szt. w opakowaniu	omafilcon A / 60%	Średnica	14,2 mm
Moc sfery	Moc dodatku	Konstrukcja	Grupa FDA	2
od -10,00 D do -6,50 D (co 0,50 D)	Pojedynczy profil mocy do +2,50	Asferyczna konstrukcja z centrum do bliży	Filtr UV**	Nie
od -6,00 D do +6,00 D (co 0,25 D)			Barwnik	Tak

Proclear® sphere



Wyraźne widzenie¹⁰ i komfort u osób noszących soczewki kontaktowe, u których występuje zespół suchego oka.

Tryb wymiany	Wielkość opakowania	Materiał / zawartość wody	Promień krzywizny	8,6 mm
Miesięczne	3 szt. w opakowaniu	omafilcon B / 62%	Średnica	14,2 mm
Moc sfery	Konstrukcja		Grupa FDA	2
od -20,00 D do -6,50 D (co 0,50 D)	Asferyczna		Filtr UV**	Nie
od -6,00 D do +6,00 D (co 0,25 D - moc dostępna)			Barwnik	Tak
od +6,50 D do +20,00 D (co 0,50 D)				

Proclear® multifocal



Pomagają zapewnić komfort przez cały dzień osobom noszącym multifokalne soczewki kontaktowe, u których występuje zespół suchego oka.

Tryb wymiany	Wielkość opakowania	Materiał / zawartość wody	Promień krzywizny	8,7 mm
Miesięczne	3 szt. w opakowaniu	omafilcon B / 62%	Średnica	14,4 mm
Moc sfery	Moc dodatku	Konstrukcja	Grupa FDA	2
od -8,00 D do -7,00 D (co 0,50 D)	+1,00 +1,50 +2,00 +2,50	Soczewka D Soczewka N	Filtr UV**	Nie
od -6,50 D do +6,00 D (co 0,25 D)			Barwnik	Tak
od -20,00 D do -8,50 D (co 0,50 D) +6,25 D	+1,00 +1,50 +2,00 +2,50			
od +6,50 D do +20,00 D (co 0,50 D)				
od -20,00 D do -7,00 D (co 0,50 D) +4,00	+3,00 +3,50 +4,00			
od -6,50 D do +6,50 D (co 0,25 D)				
od +7,00 D do +20,00 D (co 0,50 D)				

Proclear® multifocal toric



Pomagają zapewnić komfort przez cały dzień osobom z astygmatyzmem, u których występuje zespół suchego oka.

Tryb wymiany	Wielkość opakowania	Materiał / zawartość wody	Promień krzywizny	8,4, 8,8 mm
Miesięczne	3 szt. w opakowaniu	omafilcon B / 62%	Średnica	14,4 mm
Moc sfery	Moc cylindra	Oś	Grupa FDA	2
od -20,00 D do +20,00 D (co 0,50 od +/- 6,50D)	od -0,75 do -5,75 (co 0,50)	od 5° do 180° (co 5°)	Filtr UV**	Nie
Konstrukcja			Barwnik	Tak
Soczewka D Soczewka N				

Rodzina Biomedics®

Biomedics® 1 day Extra



Komfort i wysoka jakość w przystępnej cenie.

Tryb wymiany	Wielkość opakowania	Materiał / zawartość wody	Promień krzywizny	8,6, 8,8 mm
Jednodniowe	30 szt. w opakowaniu	ocufilcon D / 55%	Średnica	14,2 mm
Moc sfery	Konstrukcja		Grupa FDA	4
od -10,00 D do -6,50 D (co 0,50 D)	Trójkrzywiznowa		Filtr UV**	Nie
od -6,00 D do -0,25 D (co 0,25 D)			Barwnik	Tak
od +0,25 D do +5,00 D (co 0,25 D)				
od +5,50 D do +6,00 D (co 0,50 D)				

Biomedics® 1 day Extra toric



Przystępne cenowo soczewki kontaktowe dla osób z astygmatyzmem.

Tryb wymiany	Wielkość opakowania	Materiał / zawartość wody	Promień krzywizny	8,7 mm
Jednodniowe	30 szt. w opakowaniu	ocufilcon D / 55%	Średnica	14,5 mm
Moc sfery	Moc cylindra	Oś	Grupa FDA	4
od -10,00 D do -6,50 D (co 0,50 D)	-0,75 -1,25 -1,75	20°, 90°, 160°, 180°	Filtr UV**	Tak
od -6,00 D do 0,00 D (co 0,25 D)			Barwnik	Tak

Live® soczewki jednodniowe



Tryb wymiany

Jednodniowe

Wielkość opakowania

30 szt. w opakowaniu

Materiał / zawartość wody

somofilcon A / 56%

Promień krzywizny

8,6 mm

Średnica

14,0 mm

Filtr UV**

Tak

Barwnik

Nie

Moc sfery

od -10,00D do +8,00D
(co 0,50 powyżej/
poniżej +/-6,00D)

Niedrogie soczewki jednodniowe*,
które pozwolą Ci żyć tak, jak
chcesz.

Źródła:

¹ Brennan NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. Optom Vis Sci 2005. 2005;82(6):467-472

² Kajita M, Muraoka T, Orsborn G. Change in accommodative micro-fluctuations after wearing contact lenses of different designs. Cont Lens Anterior Eye. 2020 in press <https://doi.org/10.1016/j.clae.2020.03.003>

³ Dane własne CooperVision 2006. Aquaform® Technology uses a matrix of long silicone chains with hydrogen bonds to lock water molecules in the lens for incredible, long-lasting comfort and clarity.

⁴ Dane własne CooperVision 2014. Clinical evaluation of Biofinity® spherical contact lens compared to Air Optix® Aqua spherical lenses over one month of wear.

⁵ Dane własne CooperVision 2014. Clinical evaluation of Biofinity® spherical contact lens compared to Ultra spherical contact lens over one month of wear.

⁶ Momeni-Moghaddam H, Naroo SA, Askarizadeh F, Tahmasebi F. Comparison of fitting of the different soft toric contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2014;37:346-350 Study lenses: PureVision™ Toric, AirOptix® for Astigmatism, Biofinity® Toric, ACUVUE® Advance for Astigmatism and Proclear® Toric.

⁷ Dane własne CooperVision 2014. Clinical evaluation of Biofinity® toric compared to AIR OPTIX® for ASTIGMATISM contact lens over one month of wear.

⁸ Dane własne CooperVision 2016. Clinical evaluation of Biofinity® toric compared to ULTRA® for astigmatism over one month of wear.

⁹ Dane własne CooperVision 2011. Clinical Evaluation of Biofinity multifocal® compared to ACUVUE® Oasys for Presbyopia, AIR OPTIX® for Presbyopia and PureVision® Multi-Focal.

¹⁰ CVI data on file 2017 & 2014; non-dispensing short-term fitting study. N=40 & n=20

* W oparciu o cenę detaliczną sugerowaną przez CooperVision®. Cena detaliczna zawsze zależy wyłącznie od uznania detalisty. Powyższe informacje nie mają na celu wpłynięcia na cenę u detalisty

** W oparciu o cenę detaliczną sugerowaną przez CooperVision. Cena detaliczna zawsze zależy wyłącznie od uznania detalisty. Powyższe informacje nie mają na celu wpłynięcia na cenę u detalisty.

† Z powodu asferycznych elementów optycznych.

** Soczewki kontaktowe z filtrem UV nie mogą być stosowane jako substytut okularów chroniących oczy przed promieniowaniem UV, takich jak pochłaniające promienie UV gogle czy okulary przeciwsłoneczne, ponieważ nie zakrywają one całkowicie oka i jego okolicy. Pacjenci powinni nadal stosować pochłaniające promienie UV okulary chroniące oczy zgodnie z zaleceniami.

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, wzory handlowe i nazwy produktów wymienione w niniejszym dokumencie są zarejestrowanymi znakami towarowymi i znakami towarowymi firmy CooperVision, jej podmiotów stowarzyszonych i zależnych, chyba że zaznaczono inaczej. Znaki towarowe CooperVision mogą być wykorzystywane publicznie wyłącznie za zgodą.