



## Przeznaczenie

Jednodniowe  
silikonowo-hydrożelowe

## Technologia

Aquaform®

## Cechy

- ✓ optymalna zawartość wody
- ✓ wysoka tlenoprzepuszczalność
- ✓ optymalny moduł sztywności

## Korzyści

- ✓ zapewniają wspaniały komfort przez cały dzień redukując potrzebę stosowania kropli nawilżających
- ✓ wspaniała tlenoprzepuszczalność dla zdrowia oczu\*
- ✓ łatwiejsze w zakładaniu i zdejmowaniu niż inne jednodniowe soczewki silikonowo-hydrożelowe
- ✓ ochrona przed promieniowaniem UV\*\*

## Specyfikacja

Materiał	Stenfilcon A
Zakres mocy	od -12,00 do -6,50D (co 0,50D) od -6,00 do -0,25D (co 0,25D) od +0,25 do +5,00D (co 0,25D) od +5,50 do +8,00D (co 0,50D)
Promień krzywizny	8,4 mm
Średnica	14,2 mm
Zawartość wody	54%
Dk/t	100
Tryb noszenia	Dzienny